

# FENGARMENTS

## MASCHERINA PROTETTIVA BB

Scheda tecnica  
Ed. 2020 – Rev. A



**FENGARMENTS** è un dispositivo di protezione da agenti esterni utilizzabile in luoghi affollati o da usare in aereo, treno, bus, ambito scolastico ai sensi Art.16 comma 2, L 24 aprile 2020, N.27. FENGARMENTS è stata progettata per proteggere l'indossatore da aerosol finissimi-**droplets** che possono contenere batteri e virus. In questo modo, protegge efficientemente dal contagio esterno. FENGARMENTS è costituita da un unico corpo e saldata da ultrasuoni al centro per garantirne la miglior tenuta possibile. La sagomatura del bordo del dispositivo, si adegua perfettamente al viso. Gli elastici sono saldati ad ultrasuoni e sostengono il dispositivo ponendoli dietro alle orecchie. È presente uno stringinaso inglobato nel corpo principale.

### CARATTERISTICHE

- Gli strati che sono presenti in FENGARMENTS sono:
  - 1) **Strato esterno**: costituito in TNT in PP permette di isolare esternamente la mascherina da liquidi, nubi e particelle di grandi dimensioni;
  - 2) **Strato filtrante**: costituito da una sovrapposizione di tre strati in TNT in PP. Realizzati con tecnologia Meltblown che forma un **reticolo di fibre ad alta densità** ad eccezionale potere filtrante;
  - 3) **Strato filtrante elettrostatico**: grazie alla struttura fitta e compatta, raccoglie le **particelle** di polvere più piccole e cariche dal punto di vista elettrostatico;
  - 4) **Strato interno**: in TNT è delicato nei confronti della pelle e permette la migliore indossabilità. Ha azione assorbente su aspirato e saliva in modo da ripristinare i livelli di umidità nella mascherina.

### MODO D'USO

Indossare la mascherina dopo una corretta detersione delle mani. Afferrare la maschera per gli elastici auricolari ed inserire il naso e la bocca all'interno della maschera. Tenere la maschera contro il mento con il palmo di una mano e posizionare le dita di entrambe le mani al centro del fermaglio per il naso e formare il ponte nasale. Non toccare la mascherina durante l'uso.



# FENGARMENTS

## MASCHERINA PROTETTIVA BB

Scheda tecnica  
Ed. 2020 – Rev. A

### MANUTENZIONE

Necessaria, dispositivo **che può essere utilizzato per un totale di 6 lavaggi** in lavatrice a 40 °C.

### CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

### PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o scucito.

### CONTROINDICAZIONI

Assenti.

### MATERIALI E COMPOSIZIONE CHIMICA

TNT in PP a strati:

- Primo Strato: TNT in PP;
- Secondo Strato: strato filtrante attivo;
- Terzo Strato: strato elettrostatico in TNT;
- Quarto Strato: TNT Skin-Friendly.

### DIMENSIONI

12.5 cm x 16 cm.

### DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI

### SIMBOLI



Data di scadenza: 2022

### VITA DEL PRODOTTO



Indirizzo: Via dell'industria, 51/A – 63900 FERMO (FM) - Tel: 0734 277655 - E-mail: info@alsisrl.com

# FENGARMENTS

## MASCHERINA PROTETTIVA BB

Scheda tecnica  
Ed. 2020 – Rev. A

### INFORMAZIONI COMMERCIALI

NOME PRODOTTO	PARAF CODE	EAN CODE	
FENGARMENTS	A981519147		8080527400007

### INFORMAZIONI LOGISTICHE

NOME PRODOTTO	QUANTITÀ		MISURE	
	Pezzi a box	Pezzi a cartone	Confezione in cm (larghezza X profondità X altezza)	Cartone in cm (larghezza X profondità X altezza)
FENGARMENTS	10	500	15.2x5.5x14.5	61x41x41

